

#1

Para la regurgitación visible y las dificultades de alimentación.*



Espesante Infantil Gelmix
Frasco de 125 g (4.4 oz)
con una cuchara
medidora de 1.2 g



Espesante Infantil Gelmix es un polvo orgánico e hipoalergénico formulado para espesar la leche materna y la fórmula infantil. Sin sabor ni olor, se mezcla fácilmente con líquidos tibios para crear una textura estable y uniforme. Gelmix modifica el flujo de los líquidos sin alterar la composición nutricional de la alimentación y puede utilizarse cuando se desea una consistencia más espesa como parte del manejo de la alimentación.

- El espesamiento puede ayudar a reducir la regurgitación visible en algunos bebés.*
- También hay recetas diseñadas para utilizarse con el Marco IDDSI (Iniciativa Internacional de Estandarización de la Dieta para la Disfagia) para personas con dificultades de alimentación.

Especificaciones del producto

- **Nombre del producto:** Espesante Infantil Gelmix
- **Presentación:** Polvo
- **Envase:** Frasco de 125 g con una cuchara medidora de 1.2 g (media porción)
- **Uso previsto:** Espesa la leche materna y la mayoría de las fórmulas infantiles para bebés que requieren modificaciones dietéticas por regurgitación o dificultades de alimentación. No es una fuente única de nutrición.
- **Almacenamiento:** Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar bien después de cada uso. Desechar 30 días después de abrir.
- **Vida útil:** 2 años desde la fecha de fabricación. La fecha de vencimiento aparece en la base del frasco.
- **Certificaciones y atributos:** Orgánico USDA, Kosher Pareve, Kosher para Pésaj y sin OGM. Sin lácteos, lactosa, caseína, suero de leche, soya, maíz, gluten ni aditivos artificiales.
- **Estatus regulatorio:** Suplemento dietético*
- **País de origen:** EE. UU.

Información del suplemento

- **Ingredientes:** Maltodextrina de tapioca orgánica, goma de algarrobo orgánica, carbonato de calcio
- **Tamaño de la porción:** 2.4 g (2 medidas)
- **Porciones por envase:** 52
- **Calorías:** 10
- **Carbohidratos totales:** 2 g
- **Fibra dietética:** <1 g
- **Calcio:** 10 mg

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Información de pedidos y distribución

- **Fabricante:** Parapharma Tech
- **Distribuidores:** Amazon, Medline, McKesson Medical Surgical, Cardinal Health, US Foods
- **Unidad mayorista:** Caja de 12 (frascos de 125 g)
- **SKU del producto:** GEL-WHO-004
- **Precio minorista sugerido:** \$29.95 (por frasco)

Guía de alimentación e información de seguridad

- **Uso apropiado:**
 - **Bebés nacidos a término:** ≥ 6 lb (2.7 kg)
 - Bebés prematuros: ≥ 6 lb (2.7 kg) y ≥ 2 semanas de edad corregida (42 semanas de edad posmenstrual, EPM)
 - Bebés alimentados con leche materna o fórmula
- **No usar:**
 - No usar en bebés que pesen menos de 6 lb (2.7 kg)
 - No usar en bebés prematuros menores de 2 semanas de edad corregida (42 semanas EPM)
 - No usar en bebés con galactosemia o alergia a los galactomananos
- **Posibles efectos secundarios:**
 - Algunos bebés pueden presentar gases temporales o cambios en las heces al iniciar alimentos espesados.
 - Por lo general, se resuelven en 1–2 semanas o al ajustar temporalmente la cantidad utilizada.
- **Precauciones:**
 - Debe mezclarse con líquido tibio antes de usar.
 - No usar con fórmulas previamente espesadas.
 - Usar bajo la orientación de un profesional de la salud en bebés con necesidades complejas de alimentación.

Instrucciones de preparación (para bebés con regurgitación visible)

- Caliente 6 oz líq. de leche en el biberón hasta que esté tibia (~ 100 °F/38 °C).
- Agregue 2 medidas (2.4 g) de Gelmix a la leche.
- Tape el biberón y agite bien durante 30 segundos, hasta disolver por completo.
- Espere 5 minutos para que espese y se enfríe. Mezcle nuevamente y compruebe la temperatura antes de alimentar.

Recetas diseñadas para el Marco IDDSI

- **Leche materna:**
 - Siga la receta y mezcle con leche tibia (~ 100 °F); espere 10 minutos para que espese.
 - Ligeramente espesa (Nivel 1): 2 medidas (2.4 g) por 4 oz líq.
 - Poco espesa (Nivel 2): 2 medidas (2.4 g) por 3 oz líq.
 - Moderadamente espesa (Nivel 3): 2 medidas (2.4 g) por 2 oz líq.
 - *Los líquidos Nivel 3/Moderadamente espesos solo deben utilizarse bajo supervisión médica y, por lo general, no se recomiendan para bebés salvo indicación de un profesional de la salud calificado.*
- **Fórmula:**
 - Hay un catálogo con más de 60 recetas en [gelmix.com/recipes](https://www.gelmix.com/recipes).
 - Cada receta indica los gramos de Gelmix por onzas líquidas y el tiempo de espera. Son una guía general; ajuste según sea necesario para lograr la consistencia deseada.
 - La mayoría de los líquidos pueden espesarse con anticipación en cantidades grandes y guardarse en un recipiente limpio y sellado hasta por 24 horas.
 - Realice siempre una prueba de flujo IDDSI las primeras veces que pruebe una receta y hágala a la temperatura a la cual se servirá; el mismo líquido será más espeso cuando se sirva frío.
 - Medida estándar: 2 medidas = 2.4 g = 1 cdta.

Contáctenos

- Dirección: 1117 Sawgrass Corporate Parkway, Sunrise, FL 33323
- Correo electrónico: support@parapharmatech.com
- Teléfono/Fax: 866-950-7278
- Muestras y recursos educativos disponibles en: healthierthickening.com/healthcare-professionals/

Escanee para ver
más recetas
[gelmix.com/recipes](https://www.gelmix.com/recipes)

